## Московский физико-технический институт (госудраственный университет)

### Лабораторная работа по общему курсу физики Оптика

### Геометрическая оптика.

Таранов Александр Группа Б01-206

### Содержание

1	Теоретическое введение				
	1.1	Определение фокусного расстояния собирающих линз и сложных оп-	2		
		The lecking energy in the local percentage in the lecking energy i			
2	Ход	ц работы	3		
	2.1	Подготовка к работе	3		
	2.2	Определение фокусных расстояний с помощью подзорной трубы	3		
		2.2.1 Собирающие линзы	3		
		2.2.2 Рассеивающая линза	4		
	2.3	Измерение фокусных расстояний линз по формуле тонкой линзы и методом Бесселя	4		
	2.4	Сборка и изучение подзорной трубы Кеплера	5		
	2.5	Сборка и изучение модели микроскопа	5		
3	Рез	ультаты	6		

**Цель работы:** Изучить методы определения фокусных расстояний линз и сложных оптических систем; определить характеристики оптической системы, составленной из тонких линз.

**В работе используются:** оптическая скамья с набором рейтеров, положительные и отрицательные линзы, экран, осветитель с ирисовойдиафрагмой, зрительная труба, светофильтры, кольцевые диафрагмы, линейка.

#### 1. Теоретическое введение




Рис. 1: Элементарная оптическая ячейка

Используя закон преломления, получим для элементарной оптической ячейки, изображённой на 2, в параксиальном приближении:

$$-\frac{n}{x} + \frac{n'}{x'} = \frac{n'-n}{R},\tag{1}$$

$$x\alpha = x'\alpha'. (2)$$

Для прямой PP', рассмотренной как оптическая ось,

$$\frac{y'}{y} = \frac{x' - R}{x - R}.\tag{3}$$

Проведя замену переменных, получим систему уравнений

$$\frac{x'-F'}{H'-F'} = \frac{H-F}{x-F} = \frac{y'}{y} = \frac{n\alpha}{n'\alpha'},\tag{4}$$

$$(x - H)\alpha = (x' - H')\alpha'. \tag{5}$$

Из этих уравнений получим

$$\frac{n}{f} = -\frac{n'}{f'} \equiv \Phi,\tag{6}$$

где

$$f \equiv H - F, \quad f' \equiv H' - F'. \tag{7}$$

f и f' – главные фокусные расстояния системы.

# 1.1. Определение фокусного расстояния тонкой собирающей линзы и сложных оптических систем по методу Аббе

Схема, применяемая для определения фокусного расстояния F оптической системы по методу Аббе, изображена на 1.




Рис. 2: Иллюстрация метода Аббе

Из формул (6), (4), (7) получим:

$$f = \frac{\Delta x}{y_0/y_2 - y_0/y_1} = \frac{\Delta x'}{y_1/y_0 - y_2/y_0}.$$
 (8)

# 1.2. Определение фокусного расстояния собирающих линз и сложных оптических систем по методу Бесселя




Рис. 3: Иллюстрация метода Бесселя

Схема метода Бесселя для случая, когда n=n' и f'=-f, представлена на 3. Тогда фокусное расстояние вычисляется по формуле:

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L}. (9)$$

### 2. Ход работы

#### 2.1. Подготовка к работе

Изучим представленный набор линз, определим фокусное растояние собирающих линз, используя лист бумаги, линейку и лампу, расположенную на потолке:

Линзы	6.1 - соб	6.4 - соб	6.3 - соб	6.5 - pac	6.2 - соб
f, cm	6.5	26	17.5		12

# 2.2. Определение фокусных расстояний с помощью подзорной трубы

#### 2.2.1. Собирающие линзы

Настроим подзорную трубу на бесконечность, используя далёкие предметы в конце коридора.

Измерим фокусные расстояния собирающих линз, соберём схему, изображенную на рисунке. Проведём измерения для каждой линзы, с двух сторон, для линзы 6.4 проведём дополнительные измерения, для нахождения среднеквадратичного отклонения:




Рис. 4: Схема измерения фокусных расстояний

Линзы	6.1	6.4	6.3	6.2
$f_1$ , cm	7.3	24.8	17.6	12.5
$f_2$ , cm	7.7	25.2	17.7	12.6

$$\sigma_{f_1} = 0.03 \text{ cm}$$

$$\sigma_{f_2} = 0.09 \text{ cm}$$

#### 2.2.2. Рассеивающая линза

Соберём первую схему, используя линзу 6.3,




Рис. 5: Подготовительная схема измерения отрицательной линзы

Расстояние между линзой и экраном:  $a_0 = 7.9$  см. Затем поместим отрицательную линзы между экраном и положительной линзой и заменим экран на трубу.




Рис. 6: Схема измерения отрицательной линзы

Расстояние между линзами: l = 17.5 см. Фокусное расстояние:  $f = l - a_0 = 9.5$  см.

# 2.3. Измерение фокусных расстояний линз по формуле тонкой линзы и методом Бесселя

Проведем измерения для линз 6.2 и 6.3. Поместим экран на расстоянии  $L=1.2L_{min}=1.2\cdot 4f$ . Найдём два четких действительных изображения, измерим расстояний  $s_1,s_2$  и вычислим фокусы по формулам тонкой линзы и Бесселя:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{L-s}$$
$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L}$$

Линза	L, см	$s_1$ , cm	$s_2$ , cm	$s_1$ , cm	$s_2$ , cm
(6.2)	60.0	17.4	42	17.8	41.1
(6.3)	84.5	26.9	55.2	27.5	52.3

Линза	$f_1$ , cm	$f_2$ , cm	$f_{1r}$ , cm	$f_{2r}$ , cm	$f_6$ , см	$f_{\rm 6r},{ m cm}$
(6.2)	12.4	12.6	12.5	12.9	12.5	12.6
(6.3)	18.3	19.1	18.5	19.9	18.7	18.8

#### 2.4. Сборка и изучение подзорной трубы Кеплера




Рис. 7: Труба Кеплера

Соберём на скамье модель телескопа Кеплера. Собирающую линзу с наибольшим фокусным расстоянием — объектив телескопа, расположим сразу за коллиматором. Вторую собирающую линзу, окуляр телескопа, установим на расстоянии  $f_{ob} + f_{ok}$  от объектива. При непосредственном наблюдении глазом через окуляр наблюдается увеличенное изображение объекта (вероятно сетки) на поверхности источника. Оценку увеличения мы не смогли получилть по двум причинам, первая из которых это отсутствие шкалы в трубе, вторая, вероятно, вызвана слишком большим увеличением трубы изображения.

#### 2.5. Сборка и изучение модели микроскопа

Возьмём линзу 6.1 в качестве окуляра и 6.2 в роли объектива. Рассчитаем оптический интервал:




Рис. 8: Схема микроскопа

Соберём проекционный микроскоп. Подберём величины, для четкой картинки:  $a''=16.8~{\rm cm},\,f_{\rm ok}+f_{\rm o6}+\Delta=55.0~{\rm cm},\,L=31.6~{\rm cm}.$ 

Сторона квадратной клетки равна  $1.5\,\mathrm{mm}$ .  $1.8\,\mathrm{cm}$  - размер  $7\,\mathrm{клеток}$  на изображении, тогда изображение в  $1.7\,\mathrm{pasa}$ .




Рис. 9: Увеличенное узображение

### 3. Результаты

В ходе работы изучили методы определения фокусных расстояний линз и характеристик оптических систем. Были собраны схемы телескопа Кеплера и проекционного микроскопа.