Московский физико-технический институт (госудраственный университет)

Лабораторная работа по общему курсу физики Квантовая физика

Электронный парамагнитный резонанс.

Таранов Александр Группа Б01-206

Содержание

1	Теоретическое введение	1
	1.1 Основы ЭПР	1
	1.2 Релаксация	1
	1.3 ДФПГ	2
	Методика эксперимента 2.1 ЭПР	2 4

1. Теоретическое введение

1.1. Основы ЭПР

В присутствии внешнего магнитного поля энергетический уровень электрона расщепляется на два подуровня, разность энергий между которыми

$$\Delta E = 2\mu B$$
,

где μ — проекция магнитного момента на направление поля.

Переходы между этими двумя уровнями могут возбуждаться внешним электромагнитным полем, если его вектор магнитной индукции перпендикулярен расщепляющему полю, а энергия его квантов равна разности ΔE :




Рис. 1: Конфигурация полей и магнитного диполя.

$$\hbar\omega_0 = 2\mu B,\tag{1}$$

где ω_0 – резонансная частота. Это являение называется электронным парамагнитным резонансом (ЭПР).

В большинстве веществ электроны находятся в спаренном состоянии и "переворот"спина невозможен. ЭПР наблюдается только на неспаренных электронах, которые, как известно, определяют свойство парамагнетизма вещества.

Для электрона выполняется гиромагнитное соотношение:

$$\frac{\vec{\mu}}{\mu_{\rm B}} = \frac{g\vec{M}}{\hbar} \quad \Rightarrow \frac{\mu}{\mu_{\rm B}} = \frac{gs\hbar}{\hbar},\tag{2}$$

где \vec{M} – момент импульса, s=1/2 – спин электрона, $\mu_{\rm B}=\frac{e\hbar}{2cm_e}$ – магнетон Бора, g – g-фактор.

Тогда q-фактор выражается как:

$$g = \frac{\hbar\omega_0}{\mu_{\rm B}B}.\tag{3}$$

1.2. Релаксация

При перевороте всех спинов энергия должна прекратить поглощаться. Но этого не происходит, поскольку есть процессы безызлучательного рассеяния энергии: спинрешеточная и спин-спиновая релаксации.

В равновесном состоянии распределение электронов по уровням подчиняется распределению Больцмана:

$$\frac{N_{\rm B}}{N_{\rm H}} = e^{-\Delta E/k_{\rm B}T}.$$

Под действием внешнего электромагнитного излучения это равновесие нарушается. За счет взаимодействия электронов с другими электронами (спин-спиновое) и решеткой вещества (спин-решеточное) они передают поглощенную энергию в кинематические степени свободы. Отметим, что термин "решетка" не ограничивает нас лишь твердым агрегатным состоянием. Любое взаимодействие спинов с термодинамически

равновесной системой является спин-решеточным взаимодействием. Поэтому термин применим и для жидкостей, газов.

Оценим время релаксации через соотношение неопределенностей:

$$\Delta E \approx \frac{\hbar}{\tau}.\tag{4}$$

1.3. ДФПГ






Рис. 2: Дифенилпикрилгидразил. Слева: структурная формула. Справа: образец ДФ-ПГ.

 $Д\Phi\Pi\Gamma$ представляет собой органическую молекулу с одним неспаренным электроном атома азота N. Чисто спиновый магнетизм $Д\Phi\Pi\Gamma$ (почти отсутствует орбитальный магнетизм) приводит к тому, что парамагнитный резонанс происходит почти как на свободных электронах, что дает оценку g=2.00.

2. Методика эксперимента





Рис. 3: Схема установки для изучения ЭПР.






Рис. 4: Центральная часть установки.

Наблюдение ЭПР осуществляется измерением поглощения электромагнитного излучения, частота которого равна резонансной (1). Так как поглощение очень мало, необходимо сосредоточить энергию в объеме вещества. В нашей работе это достигается путем использования колебательного контура, в катушке которого расположена пробирка с веществом. Таким образом, при прохождении резонанса будет уменьшаться добротность катушки.

На рис. З приведена схема установки. Магнитное поле создается основными катушками, работающими от блока питания постоянного тока, и модулирующими катушками, работающими от ЛАТРа. Образец помещен в катушку колебательного контура радиоспектроскопа. Ось катушки перпендикулярна основному магнитному полю. Генератор МГц диапазона через петлю возбуждает колебания в контуре. Канал X осциллографа подключен к ЛАТРу, для получения развертки. Канал Y осциллографа через петлю связи измеряет колебания в контуре.

Частота генератора устанавливается в соответствии с (1). Емкость конденсатора колебательного контура настраивается изменением расстояния между пластинами. Таким образом частота колебательного контура уравнивается с частотой генератора. За счет модуляции основного поля два раза за период наблюдается точный резонанс, проявляющийся в увеличении сигнала на петле связи. Для удобства наблюдения измерения проводятся в режиме XY.

Наличие двух сигналов за период объясняется фазовым сдвигом между напряжением и током модулирующих катушек. Для совмещения сигналов используется фазовращатель.

Для градуировки шкалы осциллографа используем следующую технику: изменяем ток, текущий через основные катушки, пока пик ЭПР не сдвинется на две клетки вправо и влево, получая V, V_{left} , V_{right} .





Рис. 5: Сверху: зависимость основного поля от времени. Снизу: сигналы поглощения, снимаемые петлей связи.



Результаты

Калибровка катушек

Для получения значений основного поля проводится калибровка. Основные катушки подключаются к ЛАТРу для генерации переменного поля. Это поле снимается зондовой катушкой с известными параметрами: N=44 витков, $d=(14.3\pm0.1)$ мм. Частота f=50 Γ ц. Значения напряжений и поля являются действующими.

$$V_{probe} = NB_0 \frac{\pi d^2}{4} 2\pi f$$
 \Rightarrow $B = \frac{V_{probe}}{N\frac{\pi d^2}{4} 2\pi f} = 5.8 \text{ мТл}$

2.1. $9\Pi P$

C помощью калибровки получим поля B и определим g фактор:

$$g = \frac{hf_0}{\mu_{\rm B}B} = 2.001$$

Для ДФПГ g-фактор почти совпадает с g-фактором свободного электрона: $g_{ref}=2.00.$

Время релаксации

Для оценки времени релаксации получим значения ширины резонансных кривых. Воспользуемся значениями V_{left} , V_{right} и калибровкой для получения деления осциллографа в единицах измерения поля.

$$\Delta B = 1.74 \; \Gamma c.$$

Рассчитаем время релаксации (4):

$$au=rac{\hbar}{2\mu\Delta B}=32.7$$
 HC.

Справочное значение: $au_{ref} \sim 60$ нс, совпадает по порядку с полученным в работе.

Заключение и выводы

Работа подтверждает существование электронного парамагнитного резонанса. Определено значение g-фактора для радикала ДФПГ: g=2.001, близкое к $g_{ref}=2.00$

По ширине резонансных кривых оценено время релаксации $\tau=32.7$ нс, совпадающее по порядку величины со справочным $\tau\sim60$ нс.